


## Instructions – Auto-prélèvement vaginal–

### ✓ Conditions de prélèvement

- Réalisé au laboratoire.
- En l'absence de traitement antibiotique.
- 48h à distance d'un traitement par ovule gynécologique.
- En dehors de période de menstruations.

### ✓ Protocole

- En cas de prescription d'un prélèvement vaginal et d'un recueil urinaire, commencer par le prélèvement vaginal avant le recueil d'urines.
- S'installer dans une position confortable.
- Tenir l'écouvillon d'une main et, de l'autre main, écarter les grandes lèvres.



- Ne pas toucher ou déposer l'embout de l'écouvillon sur une surface.
- Introduire l'écouvillon dans le vagin, le tourner 3 fois en touchant les parois de votre vagin.
- Retirer l'écouvillon et le remettre dans son tube.